

# INFUSOR ELASTOMÉRICO (IE)

Orientações para o autocuidado



 **CENTRO DE  
ONCOLOGIA**  
MONTE SINAI

32 2104 4769

Centro Médico Monte Sinai - Av. Pres. Itamar Franco, 4001  
4º andar (401) Torre Oeste . Cascatinha . Juiz de Fora/MG  
(entrada privada)

 **MONTE SINAI**  
HOSPITAL E MATERNIDADE

 **CENTRO DE  
ONCOLOGIA**  
MONTE SINAI

## INFUSOR ELASTOMÉRICO (IE)

O Infusor Elastomérico (IE) é uma bomba de infusão portátil e descartável que permite ao paciente realizar, em casa, a administração de medicamentos endovenosos por período de tempo prolongado.

A colocação e a retirada do IE devem ser realizados na Unidade de Quimioterapia, no Centro de Oncologia Monte Sinai, por profissional capacitado, conforme dia e horário agendados.

O IE é de fácil manejo, porém alguns cuidados são importantes. Confira a seguir orientações para maior segurança durante o uso do equipamento.

## CUIDADOS COM O INFUSOR

- Mantenha o curativo seco e limpo no local da punção da agulha.
- Mantenha o restritor de fluxo sempre em contato com a pele, fixando-o com o auxílio de fita adesiva para garantir a aplicação do medicamento no tempo correto;
- Sempre mantenha o IE dentro da bolsa protetora de transporte (pochete).
- Mantenha a pochete com o IE entre a altura da cintura e do tórax.
- Mantenha o termorregulador (termômetro) aderido à pele.
- Evite atividades que possam deslocar a agulha ou danificar o IE (por exemplo, esforço físico).
- Observe a progressão da administração do medicamento através das marcas de graduação encontradas no reservatório transparente. A velocidade de infusão é muito lenta, portanto realize este controle a cada 4 a 6 horas.

## HORA DE DORMIR

- Coloque o IE ao lado do travesseiro (nunca embaixo do travesseiro).
- Durma na posição dorsal (de costas) ou de lado. Evite dormir de bruços.

## DURANTE O BANHO

- Projeta o curativo com um plástico ou plástico-filme para evitar a umidade no local.
- Evite molhar o IE, mantendo-o dentro da pochete.
- Durante o banho, retire o dispositivo da sua bolsa protetora e coloque-o em saco plástico, mantendo-o pendurado e fechado no registro do chuveiro.
- Evite o contato do equipamento com a água;

## OBSERVAÇÕES

### Em dias quentes

- Mantenha o ambiente arejado e fresco, podendo usar ventilador ou ar condicionado.
- Use roupas leves.
- Beba líquidos para evitar a elevação da temperatura corporal.

### Em dias frios

- Utilize roupas que aqueçam o corpo, especialmente meias e luvas.

## CUIDADOS IMPORTANTES

### Em caso de extravasamento do quimioterápico

- Retire o clamp fixado ao IE e clampeie o fio;
- Coloque o IE dentro de uma sacola plástica e procure a Unidade de Quimioterapia do Centro de Oncologia Monte Sinai, o mais breve possível;
- Lave com água e sabão o local da pele que entrou em contato com a quimioterapia;
- Lave suas roupas contaminadas pela quimioterapia separadas das demais roupas.

### Em caso de dúvidas

- Qualquer intercorrência faça contato telefônico com a equipe de Enfermagem do Centro de Oncologia Monte Sinai, para avaliação de problemas relacionados com o uso do equipamento;
- Observe a área do cateter e, na presença de dor, inchaço ou vermelhidão, comunique ao serviço de Enfermagem do Centro de Oncologia Monte Sinai para avaliação da infusão correta do medicamento;
- No dia do agendamento da quimioterapia, lembre-se de programar a data de retirada da bomba de infusão;
- Informe-se com a enfermeira sobre a data e o horário de término da aplicação para a remoção do infusor e cuidados com o cateter.

**Busque ajuda pessoalmente ou pelo telefone: 32 2104 4769**



**CENTRO DE ONCOLOGIA**  
MONTE SINAI

